



INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Sugador Odontológico AllPrime
Nome Técnico	Suctor Odontológico de Saliva
Enquadramento regulatório	Dispositivos Médicos – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	Sugador Odontológico AllPrime nas cores transparente, azul, verde, laranja, lilás ou rosa, contendo 6,5 mm de diâmetro por 15 cm de comprimento.
Acessórios	Não se aplica
Apresentações comerciais	Embalagem com 40 ou 100 unidades.

2. Indicação de uso

O sugador odontológico é usado apenas por profissionais em procedimento odontológico para a sucção da saliva da boca do paciente, de modo que o dentista possa trabalhar, sem interrupção.

3. Princípio de funcionamento

O contato entre o paciente e o dispositivo é um contato intrabucal e temporário, com duração inferior a 60 minutos. Destinado somente ao uso odontológico e se trata de um dispositivo descartável.

O sugador odontológico é projetado e produzido para garantir a segurança e a saúde dos usuários e pacientes.

4. Modo de uso

Devidamente paramentado com luvas de procedimento, conectar o sugador descartável à cânula de sucção. Ajustar à posição desejada para realização do procedimento odontológico.

5. Composição

Ponta fixa e tubo de PVC. Fio de cobre metálico no interior do tubo.

6. Validade

Indeterminada

7. Produto estéril?

Não.

Adotar um procedimento de higiene adequada durante o manuseio. Descartar imediatamente após o uso.

8. Condições de armazenamento

Armazenamento em temperatura ambiente em um local seco e ventilado.

9. Condições de transporte

Armazenar em temperatura ambiente e em local seco e protegido da luz solar.

10. Advertências

Produto de uso único.

Descartar após uso.

Produto de reprocessamento proibido.

11. Precauções

Manter o ambiente em que os dispositivos são armazenados limpos e adotar um procedimento de higiene adequada durante o manuseio.

12. Contraindicações

Não se aplica.

13. Efeitos adversos

Não se aplica.



FABRICADO POR

Euronda S.P.A.

Via dell'Artigianato 7, Montecchio Precalcino 36030, Vicenza

Itália

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A. (CNPJ 13.612.214/0001-60)

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekens (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801639001

Central de atendimento ao consumidor: 0800 702 0227 – sac@allprimedental.com