

Os implantes **AllPrime Select** são fabricados pela Emfils Ind. e Com. de Produtos Odontológicos. Por isso, ao acessar a biblioteca, os implantes estarão identificados como **EMFILS/MEDENS**.

A biblioteca para planejamento de cirurgia guiada e impressão de guias cirúrgicos está disponível diretamente no site exocad.com

Acesse a página e vá até **Filter by partner**

exoplan library partner

Filter by partner:

[Show all](#) Partners with Guide Creator libraries

[Show only libraries with FDA cleared parts](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3

Selecione a letra “M”, encontre a **Medens** (nome do fabricante) e clique em “View and download libraries”



MEDENS Tecnologia Oral

Colosso Evolution and Novo Colosso implant libraries for implant planning.

[Close](#) ^

Package: MEDENS exoplan generic release libraries exocad

Updated: 15-11-2021, 3 libraries included

[+ Add to download list](#)

Clique em **+ Add to download list** e depois em **Go to download list**.



Go to download list (1)

Preencha os campos solicitados e clique em **Get download link by e-mail**