



INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Limas Rotatórias Estéreis de NiTi
Nome Técnico	Limas para Odontologia
Enquadramento regulatório	Dispositivos Médicos – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	<u>Limas K:</u> ENK E21 015 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 15; ENK E21 020 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 20; ENK E21 025 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 25; ENK E21 030 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 30; ENK E21 035 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 35; ENK E21 040 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 40; ENK E21 A01 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanhos 15-40; ENK E25 015 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 15; ENK E25 020 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 20; ENK E25 025 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 25; ENK E25 030 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 30; ENK E25 035 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 35; ENK E25 040 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 40; ENK E25 A01 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanhos 15-40; <u>Limas Hedstroem:</u> ENH E21 015 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 15; ENH E21 020 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 20; ENH E21 025 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 25;

	ENH E21 030 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 30; ENH E21 035 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 35; ENH E21 040 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 40; ENH E21 A01 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanhos 15-40; ENH E25 015 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 15; ENH E25 020 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 20; ENH E25 025 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 25; ENH E25 030 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 30; ENH E25 035 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 35; ENH E25 040 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 40; ENH E25 A01 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanhos 15-40; <u>Alargadores:</u> ENR E21 015 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 15; ENR E21 020 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 20; ENR E21 025 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 25; ENR E21 030 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 30; ENR E21 035 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 35; ENR E21 040 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 40; ENR E21 A01 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanhos 15-40; ENR E25 015 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 15; ENR E25 020 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 20; ENR E25 025 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 25; ENR E25 030 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 30;
--	---

	ENR E25 035 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 35; ENR E25 040 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 40; ENR E25 A01 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanhos 15-40; <u>Condensadores:</u> MC2 E21 E25 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25; MC2 E21 030 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30; MC2 E21 035 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35; MC2 E21 040 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40; MC2 E21 A01 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40; MC2 E25 025 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25; MC2 E25 030 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30; MC2 E25 035 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35; MC2 E25 040 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40; MC2 E25 A01 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40; MC4 E21 E25 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25; MC4 E21 030 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30; MC4 E21 035 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35; MC4 E21 040 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40; MC4 E21 A01 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40; MC4 E25 025 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25; MC4 E25 030 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30; MC4 E25 035 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35; MC4 E25 040 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40; MC4 E25 A01 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40; <u>Limas U:</u> SFU E19 OSX - 6 unidades de limas U 19 mm, tamanho SX; SFU E21 OS1 - 6 unidades de limas U 21 mm, tamanho S1; SFU E21 OS2 - 6 unidades de limas U 21 mm, tamanho S2; SFU E21 OF1 - 6 unidades de limas U 21 mm, tamanho F1;
--	---

	SFU E21 0F2 - 6 unidades de limas U 21 mm, tamanho F2; SFU E21 0F3 - 6 unidades de limas U 21 mm, tamanho F3; SFU E21 0F4 - 6 unidades de limas U 21 mm, tamanho F4; SFU E21 0F5 - 6 unidades de limas U 21 mm, tamanho F5; SFU E21 A01 - 6 unidades de limas U 21 mm, tamanhos SX-F3; SFU E25 0S1- 6 unidades de limas U 25 mm, tamanho S1; SFU E25 0S2 - 6 unidades de limas U 25 mm, tamanho S2; SFU E25 0F1 - 6 unidades de limas U 25 mm, tamanho F1; SFU E25 0F2 - 6 unidades de limas U 25 mm, tamanho F2; SFU E25 0F3 - 6 unidades de limas U 25 mm, tamanho F3; SFU E25 0F4 - 6 unidades de limas U 25 mm, tamanho F4; SFU E25 0F5 - 6 unidades de limas U 25 mm, tamanho F5; SFU E25 A01 - 6 unidades de limas U 25 mm, tamanhos SX-F3; SFU E31 0S1- 6 unidades de limas U 31 mm, tamanho S1; SFU E31 0S2 - 6 unidades de limas U 31 mm, tamanho S2; SFU E31 0F1 - 6 unidades de limas U 31 mm, tamanho F1; SFU E31 0F2 - 6 unidades de limas U 31 mm, tamanho F2; SFU E31 0F3 - 6 unidades de limas U 31 mm, tamanho F3; SFU E31 0F4 - 6 unidades de limas U 31 mm, tamanho F4; SFU E31 0F5 - 6 unidades de limas U 31 mm, tamanho F5; SFU E31 A01 - 6 unidades de limas U 31 mm, tamanhos SX-F3; <u>Limas U+:</u> AFU E19 0SX - 6 unidades de limas U+ 19 mm, tamanho SX; AFU E21 0S1 - 6 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho S1; AFU E21 0S2 - 6 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho S2; AFU E21 0F1 - 6 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F1; AFU E21 0F2 - 6 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F2; AFU E21 0F3 - 6 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F3; AFU E21 0F4 - 6 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F4; AFU E21 0F5 - 6 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F5;
--	---

	AFU E21 A01 - 6 unidades de limas U+ 21 mm, tamanhos SX-F3; AFU E25 0S1- 6 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho S1; AFU E25 0S2 - 6 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho S2; AFU E25 0F1 - 6 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F1; AFU E25 0F2 - 6 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F2; AFU E25 0F3 - 6 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F3; AFU E25 0F4 - 6 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F4; AFU E25 0F5 - 6 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F5; AFU E25 A01 - 6 unidades de limas U+ 25 mm, tamanhos SX-F3; AFU E31 0S1- 6 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho S1; AFU E31 0S2 - 6 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho S2; AFU E31 0F1 - 6 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F1; AFU E31 0F2 - 6 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F2; AFU E31 0F3 - 6 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F3; AFU E31 0F4 - 6 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F4; AFU E31 0F5 - 6 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F5; AFU E31 A01 - 6 unidades de limas U+ 31 mm, tamanhos SX-F3; <u>Limas U Blue:</u> BFU E21 0S1 - 6 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho S1; BFU E21 0S2 - 6 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho S2; BFU E21 0F1 - 6 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F1; BFU E21 0F2 - 6 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F2; BFU E21 0F3 - 6 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F3; BFU E21 0F4 - 6 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F4; BFU E21 0F5 - 6 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F5; BFU E21 A01 - 6 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanhos SX-F3; BFU E25 0S1- 6 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho S1; BFU E25 0S2 - 6 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho S2; BFU E25 0F1 - 6 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F1; BFU E25 0F2 - 6 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F2;
--	---

	BFU E25 0F3 - 6 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F3; BFU E25 0F4 - 6 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F4; BFU E25 0F5 - 6 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F5; BFU E25 A01 - 6 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanhos SX-F3; BFU E31 0S1- 6 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho S1; BFU E31 0S2 - 6 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho S2; BFU E31 0F1 - 6 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F1; BFU E31 0F2 - 6 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F2; BFU E31 0F3 - 6 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F3; BFU E31 0F4 - 6 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F4; BFU E31 0F5 - 6 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F5; BFU E31 A01 - 6 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanhos SX-F3; <u>Limas A:</u> SFA E21 025 - 6 unidades de limas A 21 mm, tamanho 25; SFA E25 025 - 6 unidades de limas A 25 mm, tamanho 25; SFA E29 025 - 6 unidades de limas A 29 mm, tamanho 25; <u>Limas T:</u> SFT E21 017 - 6 unidades de limas T 21 mm, tamanho 17; SFT E25 017 - 6 unidades de limas T 25 mm, tamanho 17 SFT E31 017 - 6 unidades de limas T 31 mm, tamanho 17 <u>Limas T+:</u> AFT E21 017 - 6 unidades de limas T+ 21 mm, tamanho 17; AFT E25 017 - 6 unidades de limas T+ 25 mm, tamanho 17 AFT E31 017 - 6 unidades de limas T+ 31 mm, tamanho 17 <u>Limas O:</u> SFO E16 D1 - 6 unidades de limas O 16 mm, tamanho D1; SFO E18 D2 - 6 unidades de limas O 18 mm, tamanho D2;
--	--

	SFO E22 D3 - 6 unidades de limas O 22 mm, tamanho D3; SFO E01 - 6 unidades de limas O tamanhos D1-D3; <u>Limas K:</u> ENK E21 415 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 15; ENK E21 420 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 20; ENK E21 425 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 25; ENK E21 430 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 30; ENK E21 435 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 35; ENK E21 440 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 40; ENK E21 A41 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanhos 15-40; ENK E25 415 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 15; ENK E25 420 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 20; ENK E25 425 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 25; ENK E25 430 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 30; ENK E25 435 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 35; ENK E25 440 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 40; ENK E25 A41 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanhos 15-40; <u>Limas Hedstroem:</u> ENH E21 415 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 15; ENH E21 420 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 20; ENH E21 425 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 25; ENH E21 430 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 30; ENH E21 435 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 35; ENH E21 440 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 40;
--	---

	ENH E21 A41 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanhos 15-40; ENH E25 415 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 15; ENH E25 420 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 20; ENH E25 425 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 25; ENH E25 430 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 30; ENH E25 435 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 35; ENH E25 440 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 40; ENH E25 A41 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanhos 15-40; <u>Alargadores:</u> ENR E21 415 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 15; ENR E21 420 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 20; ENR E21 425 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 25; ENR E21 430 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 30; ENR E21 435 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 35; ENR E21 440 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 40; ENR E21 A41 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanhos 15-40; ENR E25 415 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 15; ENR E25 420 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 20; ENR E25 425 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 25; ENR E25 430 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 30; ENR E25 435 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 35; ENR E25 440 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 40; ENR E25 A41 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanhos 15-40;
--	--

	<u>Condensadores:</u> MC2 E21 425 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25; MC2 E21 430 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30; MC2 E21 435 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35; MC2 E21 440 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40; MC2 E21 A41 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40; MC2 E25 425 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25; MC2 E25 430 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30; MC2 E25 435 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35; MC2 E25 440 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40; MC2 E25 A41 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40; MC4 E21 425 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25; MC4 E21 430 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30; MC4 E21 435 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35; MC4 E21 440 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40; MC4 E21 A41 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40; MC4 E25 425 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25; MC4 E25 430 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30; MC4 E25 435 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35; MC4 E25 440 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40; MC4 E25 A41 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40; <u>Limas U:</u> SFU E19 4SX - 4 unidades de limas U 19 mm, tamanho SX; SFU E21 4S1 - 4 unidades de limas U 21 mm, tamanho S1; SFU E21 4S2 - 4 unidades de limas U 21 mm, tamanho S2; SFU E21 4F1 - 4 unidades de limas U 21 mm, tamanho F1; SFU E21 4F2 - 4 unidades de limas U 21 mm, tamanho F2; SFU E21 4F3 - 4 unidades de limas U 21 mm, tamanho F3; SFU E21 4F4 - 4 unidades de limas U 21 mm, tamanho F4; SFU E21 4F5 - 4 unidades de limas U 21 mm, tamanho F5;
--	---

	SFU E21 A41 - 4 unidades de limas U 21 mm, tamanhos SX-F3; SFU E25 4S1- 4 unidades de limas U 25 mm, tamanho S1; SFU E25 4S2 - 4 unidades de limas U 25 mm, tamanho S2; SFU E25 4F1 - 4 unidades de limas U 25 mm, tamanho F1; SFU E25 4F2 - 4 unidades de limas U 25 mm, tamanho F2; SFU E25 4F3 - 4 unidades de limas U 25 mm, tamanho F3; SFU E25 4F4 - 4 unidades de limas U 25 mm, tamanho F4; SFU E25 4F5 - 4 unidades de limas U 25 mm, tamanho F5; SFU E25 A41 - 4 unidades de limas U 25 mm, tamanhos SX-F3; SFU E31 4S1- 4 unidades de limas U 31 mm, tamanho S1; SFU E31 4S2 - 4 unidades de limas U 31 mm, tamanho S2; SFU E31 4F1 - 4 unidades de limas U 31 mm, tamanho F1; SFU E31 4F2 - 4 unidades de limas U 31 mm, tamanho F2; SFU E31 4F3 - 4 unidades de limas U 31 mm, tamanho F3; SFU E31 4F4 - 4 unidades de limas U 31 mm, tamanho F4; SFU E31 4F5 - 4 unidades de limas U 31 mm, tamanho F5; SFU E31 A41 - 4 unidades de limas U 31 mm, tamanhos SX-F3; <u>Limas U+:</u> AFU E19 4SX - 4 unidades de limas U+ 19 mm, tamanho SX; AFU E21 4S1 - 4 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho S1; AFU E21 4S2 - 4 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho S2; AFU E21 4F1 - 4 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F1; AFU E21 4F2 - 4 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F2; AFU E21 4F3 - 4 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F3; AFU E21 4F4 - 4 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F4; AFU E21 4F5 - 4 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F5; AFU E21 A41 - 4 unidades de limas U+ 21 mm, tamanhos SX-F3; AFU E25 4S1- 4 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho S1; AFU E25 4S2 - 4 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho S2; AFU E25 4F1 - 4 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F1;
--	--

	AFU E25 4F2 - 4 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F2; AFU E25 4F3 - 4 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F3; AFU E25 4F4 - 4 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F4; AFU E25 4F5 - 4 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F5; AFU E25 A41 - 4 unidades de limas U+ 25 mm, tamanhos SX-F3; AFU E31 4S1- 4 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho S1; AFU E31 4S2 - 4 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho S2; AFU E31 4F1 - 4 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F1; AFU E31 4F2 - 4 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F2; AFU E31 4F3 - 4 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F3; AFU E31 4F4 - 4 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F4; AFU E31 4F5 - 4 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F5; AFU E31 A41 - 4 unidades de limas U+ 31 mm, tamanhos SX-F3; <u>Limas U Blue:</u> BFU E21 4S1 - 4 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho S1; BFU E21 4S2 - 4 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho S2; BFU E21 4F1 - 4 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F1; BFU E21 4F2 - 4 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F2; BFU E21 4F3 - 4 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F3; BFU E21 4F4 - 4 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F4; BFU E21 4F5 - 4 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F5; BFU E21 A41 - 4 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanhos SX-F3; BFU E25 4S1- 4 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho S1; BFU E25 4S2 - 4 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho S2; BFU E25 4F1 - 4 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F1; BFU E25 4F2 - 4 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F2; BFU E25 4F3 - 4 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F3; BFU E25 4F4 - 4 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F4; BFU E25 4F5 - 4 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F5; BFU E25 A41 - 4 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanhos SX-F3;
--	--

	BFU E31 4S1- 4 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho S1; BFU E31 4S2 - 4 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho S2; BFU E31 4F1 - 4 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F1; BFU E31 4F2 - 4 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F2; BFU E31 4F3 - 4 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F3; BFU E31 4F4 - 4 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F4; BFU E31 4F5 - 4 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F5; BFU E31 A41 - 4 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanhos SX-F3; <u>Limas A:</u> SFA E21 425 - 4 unidades de limas A 21 mm, tamanho 25; SFA E25 425 - 4 unidades de limas A 25 mm, tamanho 25; SFA E29 425 - 4 unidades de limas A 29 mm, tamanho 25; <u>Limas T:</u> SFT E21 417 - 4 unidades de limas T 21 mm, tamanho 17; SFT E25 417 - 4 unidades de limas T 25 mm, tamanho 17 SFT E31 417 - 4 unidades de limas T 31 mm, tamanho 17 <u>Limas T+:</u> AFT E21 417 - 4 unidades de limas T+ 21 mm, tamanho 17; AFT E25 417 - 4 unidades de limas T+ 25 mm, tamanho 17 AFT E31 417 - 4 unidades de limas T+ 31 mm, tamanho 17 <u>Limas O:</u> SFO E16 4D1 - 4 unidades de limas O 16 mm, tamanho D1; SFO E18 4D2 - 4 unidades de limas O 18 mm, tamanho D2; SFO E22 4D3 - 4 unidades de limas O 22 mm, tamanho D3; SFO E41 - 4 unidades de limas O tamanhos D1-D3;
--	---

	<u>Limas K:</u> ENK E21 315 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 15; ENK E21 320 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 20; ENK E21 325 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 25; ENK E21 330 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 30; ENK E21 335 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 35; ENK E21 340 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 40; ENK E21 341 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanhos 15-40; ENK E25 315 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 15; ENK E25 320 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 20; ENK E25 325 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 25; ENK E25 330 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 30; ENK E25 335 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 35; ENK E25 340 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 40; ENK E25 A31 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanhos 15-40; <u>Limas Hedstroem:</u> ENH E21 315 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 15; ENH E21 320 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 20; ENH E21 325 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 25; ENH E21 330 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 30; ENH E21 335 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 35; ENH E21 340 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 40; ENH E21 A31 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanhos 15-40;
--	--

	ENH E25 315 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 15; ENH E25 320 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 20; ENH E25 325 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 25; ENH E25 330 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 30; ENH E25 335 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 35; ENH E25 340 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 40; ENH E25 A31 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanhos 15-40; <u>Alargadores:</u> ENR E21 315 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 15; ENR E21 320 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 20; ENR E21 325 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 25; ENR E21 330 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 30; ENR E21 335 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 35; ENR E21 340 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 40; ENR E21 A31 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanhos 15-40; ENR E25 315 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 15; ENR E25 320 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 20; ENR E25 325 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 25; ENR E25 330 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 30; ENR E25 335 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 35; ENR E25 340 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 40; ENR E25 A31 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanhos 15-40; <u>Condensadores:</u> MC2 E21 325 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25;
--	--

	MC2 E21 330 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30; MC2 E21 335 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35; MC2 E21 340 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40; MC2 E21 A31 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40; MC2 E25 325 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25; MC2 E25 330 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30; MC2 E25 335 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35; MC2 E25 340 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40; MC2 E25 A31 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40; MC4 E21 325 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25; MC4 E21 330 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30; MC4 E21 335 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35; MC4 E21 340 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40; MC4 E21 A31 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40; MC4 E25 325 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25; MC4 E25 330 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30; MC4 E25 335 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35; MC4 E25 340 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40; MC4 E25 A31 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40; <u>Limas U:</u> SFU E19 3SX - 3 unidades de limas U 19 mm, tamanho SX; SFU E21 3S1 - 3 unidades de limas U 21 mm, tamanho S1; SFU E21 3S2 - 3 unidades de limas U 21 mm, tamanho S2; SFU E21 3F1 - 3 unidades de limas U 21 mm, tamanho F1; SFU E21 3F2 - 3 unidades de limas U 21 mm, tamanho F2; SFU E21 2F3 - 3 unidades de limas U 21 mm, tamanho F3; SFU E21 2F4 - 3 unidades de limas U 21 mm, tamanho F4; SFU E21 2F5 - 3 unidades de limas U 21 mm, tamanho F5; SFU E21 A31 - 3 unidades de limas U 21 mm, tamanhos SX-F3; SFU E25 3S1- 3 unidades de limas U 25 mm, tamanho S1;
--	---

	SFU E25 3S2 - 3 unidades de limas U 25 mm, tamanho S2; SFU E25 3F1 - 3 unidades de limas U 25 mm, tamanho F1; SFU E25 3F2 - 3 unidades de limas U 25 mm, tamanho F2; SFU E25 3F3 - 3 unidades de limas U 25 mm, tamanho F3; SFU E25 3F4 - 3 unidades de limas U 25 mm, tamanho F4; SFU E25 3F5 - 3 unidades de limas U 25 mm, tamanho F5; SFU E25 A31 - 3 unidades de limas U 25 mm, tamanhos SX-F3; SFU E31 3S1- 3 unidades de limas U 31 mm, tamanho S1; SFU E31 3S2 - 3 unidades de limas U 31 mm, tamanho S2; SFU E31 3F1 - 3 unidades de limas U 31 mm, tamanho F1; SFU E31 3F2 - 3 unidades de limas U 31 mm, tamanho F2; SFU E31 3F3 - 3 unidades de limas U 31 mm, tamanho F3; SFU E31 3F4 - 3 unidades de limas U 31 mm, tamanho F4; SFU E31 3F5 - 3 unidades de limas U 31 mm, tamanho F5; SFU E31 A31 - 3 unidades de limas U 31 mm, tamanhos SX-F3; <u>Limas U+:</u> AFU E19 3SX - 3 unidades de limas U+ 19 mm, tamanho SX; AFU E21 3S1 - 3 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho S1; AFU E21 3S2 - 3 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho S2; AFU E21 3F1 - 3 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F1; AFU E21 3F2 - 3 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F2; AFU E21 3F3 - 3 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F3; AFU E21 3F4 - 3 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F4; AFU E21 3F5 - 3 unidades de limas U+ 21 mm, tamanho F5; AFU E21 A31 - 3 unidades de limas U+ 21 mm, tamanhos SX-F3; AFU E25 3S1- 3 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho S1; AFU E25 3S2 - 3 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho S2; AFU E25 3F1 - 3 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F1; AFU E25 3F2 - 3 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F2; AFU E25 3F3 - 3 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F3;
--	---

	AFU E25 3F4 - 3 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F4; AFU E25 3F5 - 3 unidades de limas U+ 25 mm, tamanho F5; AFU E25 A31 - 3 unidades de limas U+ 25 mm, tamanhos SX-F3; AFU E31 3S1- 3 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho S1; AFU E31 3S2 - 3 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho S2; AFU E31 3F1 - 3 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F1; AFU E31 3F2 - 3 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F2; AFU E31 3F3 - 3 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F3; AFU E31 3F4 - 3 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F4; AFU E31 3F5 - 3 unidades de limas U+ 31 mm, tamanho F5; AFU E31 A31 - 3 unidades de limas U+ 31 mm, tamanhos SX-F3; <u>Limas U Blue:</u> BFU E21 3S1 - 3 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho S1; BFU E21 3S2 - 3 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho S2; BFU E21 3F1 - 3 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F1; BFU E21 3F2 - 3 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F2; BFU E21 3F3 - 3 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F3; BFU E21 3F4 - 3 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F4; BFU E21 3F5 - 3 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanho F5; BFU E21 A31 - 3 unidades de limas U Blue 21 mm, tamanhos SX-F3; BFU E25 3S1- 3 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho S1; BFU E25 3S2 - 3 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho S2; BFU E25 3F1 - 3 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F1; BFU E25 3F2 - 3 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F2; BFU E25 3F3 - 3 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F3; BFU E25 3F4 - 3 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F4; BFU E25 3F5 - 3 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanho F5; BFU E25 341 - 3 unidades de limas U Blue 25 mm, tamanhos SX-F3; BFU E31 3S1- 3 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho S1; BFU E31 3S2 - 3 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho S2;
--	---

	BFU E31 3F1 - 3 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F1; BFU E31 3F2 - 3 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F2; BFU E31 3F3 - 3 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F3; BFU E31 3F4 - 3 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F4; BFU E31 3F5 - 3 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanho F5; BFU E31 A31 - 3 unidades de limas U Blue 31 mm, tamanhos SX-F3; <u>Limas A:</u> SFA E21 325 - 3 unidades de limas A 21 mm, tamanho 25; SFA E25 325 - 3 unidades de limas A 25 mm, tamanho 25; SFA E29 325 - 3 unidades de limas A 29 mm, tamanho 25; <u>Limas T:</u> SFT E21 317 - 3 unidades de limas T 21 mm, tamanho 17; SFT E25 317 - 3 unidades de limas T 25 mm, tamanho 17 SFT E31 317 - 3 unidades de limas T 31 mm, tamanho 17 <u>Limas T+:</u> AFT E21 317 - 3 unidades de limas T+ 21 mm, tamanho 17; AFT E25 317 - 3 unidades de limas T+ 25 mm, tamanho 17 AFT E31 317 - 3 unidades de limas T+ 31 mm, tamanho 17 <u>Limas O:</u> SFO E16 3D1 - 3 unidades de limas O 16 mm, tamanho D1; SFO E18 3D2 - 3 unidades de limas O 18 mm, tamanho D2; SFO E22 3D3 - 3 unidades de limas O 22 mm, tamanho D3; SFO E31 - 3 unidades de limas O tamanhos D1-D3.
Acessórios	Não se aplica
Apresentações comerciais	Embalagens primárias do tipo estojo plástico contendo 3, 4 ou 6 unidades. Embalagens secundárias do tipo caixa de papel cartonado branco, com 10 unidades de embalagens primárias.

2. Indicação de uso

As limas consistem de instrumento de reparo dentário, a serem acoplados a dispositivos de uso odontológico, sendo indicadas para a remoção de dentina e tecido formador de canal radicular dentário no tratamento de vários tipos de pulpites e necrose pulpar, as quais levam a doenças do canal da radicular dentário.

O condensador, também acoplado a dispositivos de uso odontológico no tratamento endodôntico, é um instrumento indicado para auxiliar no preenchimento do canal radicular.

3. Princípio de funcionamento

Para desempenharem sua finalidade de uso, as limas e condensadores são acionadas por dispositivos com giro contínuo.

4. Modo de uso

Limas:

1. Abra a polpa da coroa com uma agulha diamantada.
2. Explore o canal radicular com Lima número 8 ou 10. Utilize rotações de ida e volta para penetrar no canal radicular, usando solução de hipoclorito de sódio para enxágue;
3. Utilize uma lima de número 15 para suavizar o canal radicular e determinar o comprimento de trabalho.
4. Prepare um terço do canal radicular, utilizando uma lima aberta para expandir a porção superior do canal, com movimentos descendentes a cada 1-2 mm, de modo que o canal se abra, tornando-se conveniente para a preparação subsequente.
5. Enxague novamente e utilize uma lima de número 15 para remover os fragmentos e evitar entupimento do canal radicular.
6. Com lima rotatória de tamanho 20 realizar movimentos verticais a cada 2-3 mm, removendo fragmentos do canal radicular.
7. Com lima rotatória fina de tamanho 25 repare o canal radicular, tornando-o suave e sem pré-resistência. Utilize hipoclorito de sódio para lavar o canal várias vezes e evitar detritos na ponta da raiz, os que poderia levar a falhas no preenchimento do canal.
8. Para canais radiculares grandes, selecione o tamanho apropriado de lima para preparação do canal.

Condensadores:

1. Acoplar a dispositivo rotatório em faixa de velocidade de 250 a 1000 rpm.
2. Utilizar este produto uma única vez e, em seguida, descartá-lo como resíduo contaminado.

5. Composição

A parte ativa das limas rotatórias é composta por liga metálica de NiTi (níquel-titânio).

6. Especificações técnicas

Limas Hedstroem			
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>			
ENH E21 015	ENH E25 015	15	○
ENH E21 020	ENH E25 020	20	●
ENH E21 025	ENH E25 025	25	●
ENH E21 030	ENH E25 030	30	●
ENH E21 035	ENH E25 035	35	●
ENH E21 040	ENH E25 040	40	●
ENH E21 A01	ENH E25 A01	15-40	○ ● ● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>			
ENH E21 415	ENH E25 415	15	○
ENH E21 420	ENH E25 420	20	●
ENH E21 425	ENH E25 425	25	●
ENH E21 430	ENH E25 430	30	●
ENH E21 435	ENH E25 435	35	●
ENH E21 440	ENH E25 440	40	●
ENH E21 A41	ENH E25 A41	15-40	○ ● ● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>			
ENH E21 315	ENH E25 315	15	○
ENH E21 320	ENH E25 320	20	●
ENH E21 325	ENH E25 325	25	●
ENH E21 330	ENH E25 330	30	●
ENH E21 335	ENH E25 335	35	●
ENH E21 340	ENH E25 340	40	●
ENH E21 A31	ENH E25 A31	15-40	○ ● ● ● ● ●

Limas K			
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>			
ENK E21 015	ENK E25 015	15	□
ENK E21 020	ENK E25 020	20	■
ENK E21 025	ENK E25 025	25	■
ENK E21 030	ENK E25 030	30	■
ENK E21 035	ENK E25 035	35	■
ENK E21 040	ENK E25 040	40	■
ENK E21 A01	ENK E25 A01	15-40	□ ■ ■ ■ ■ ■
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>			
ENK E21 415	ENK E25 415	15	□
ENK E21 420	ENK E25 420	20	■
ENK E21 425	ENK E25 425	25	■
ENK E21 430	ENK E25 430	30	■
ENK E21 435	ENK E25 435	35	■
ENK E21 440	ENK E25 440	40	■
ENK E21 A41	ENK E25 A41	15-40	□ ■ ■ ■ ■ ■
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>			
ENK E21 315	ENK E25 315	15	□
ENK E21 320	ENK E25 320	20	■
ENK E21 325	ENK E25 325	25	■
ENK E21 330	ENK E25 330	30	■
ENK E21 335	ENK E25 335	35	■
ENK E21 340	ENK E25 340	40	■
ENK E21 A31	ENK E25 A31	15-40	□ ■ ■ ■ ■ ■

Alargadores			
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>			
ENR E21 015	ENR E25 015	15	△
ENR E21 020	ENR E25 020	20	■
ENR E21 025	ENR E25 025	25	■
ENR E21 030	ENR E25 030	30	■
ENR E21 035	ENR E25 035	35	■

ENR E21 040	ENR E25 040	40	▲
ENR E21 A01	ENR E25 A01	15-40	△ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>			
ENR E21 415	ENR E25 415	15	△
ENR E21 420	ENR E25 420	20	▲
ENR E21 425	ENR E25 425	25	▲
ENR E21 430	ENR E25 430	30	▲
ENR E21 435	ENR E25 435	35	▲
ENR E21 440	ENR E25 440	40	▲
ENR E21 A41	ENR E25 A41	15-40	△ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>			
ENR E21 315	ENR E25 315	15	△
ENR E21 320	ENR E25 320	20	▲
ENR E21 325	ENR E25 325	25	▲
ENR E21 330	ENR E25 330	30	▲
ENR E21 335	ENR E25 335	35	▲
ENR E21 340	ENR E25 340	40	▲
ENR E21 A31	ENR E25 A31	15-40	△ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Condensadores			
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>			
MC2 E21 025	MC2 E25 025	25	●
MC2 E21 030	MC2 E25 030	30	●
MC2 E21 035	MC2 E25 035	35	●
MC2 E21 040	MC2 E25 040	40	●
MC2 E21 A01	MC2 E25 A01	15-40	● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>			
MC4 E21 025	MC4 E25 025	25	●
MC4 E21 030	MC4 E25 030	30	●
MC4 E21 035	MC4 E25 035	35	●
MC4 E21 040	MC4 E25 040	40	●
MC4 E21 A01	MC4 E25 A01	15-40	● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>			
MC2 E21 425	MC2 E25 425	25	●
MC2 E21 430	MC2 E25 430	30	●
MC2 E21 435	MC2 E25 435	35	●

MC2 E21 440	MC2 E25 440	40	●
MC2 E21 A41	MC2 E25 A41	15-40	● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>			
MC4 E21 425	MC4 E25 425	25	●
MC4 E21 430	MC4 E25 430	30	●
MC4 E21 435	MC4 E25 435	35	●
MC4 E21 440	MC4 E25 440	40	●
MC4 E21 A41	MC4 E25 A41	15-40	● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>			
MC2 E21 325	MC2 E25 325	25	●
MC2 E21 330	MC2 E25 330	30	●
MC2 E21 335	MC2 E25 335	35	●
MC2 E21 340	MC2 E25 340	40	●
MC2 E21 A31	MC2 E25 A31	15-40	● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>			
MC4 E21 325	MC4 E25 325	25	●
MC4 E21 330	MC4 E25 330	30	●
MC4 E21 335	MC4 E25 335	35	●
MC4 E21 340	MC4 E25 340	40	●
MC4 E21 A31	MC4 E25 A31	15-40	● ● ● ●

Limas U				
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>				
SFU E19 0SX	SFU E19 0SX	SFU E19 0SX	SX	●
SFU E21 0S1	SFU E25 0S1	SFU E31 0S1	S1	●
SFU E21 0S2	SFU E25 0S2	SFU E31 0S2	S2	○
SFU E21 0F1	SFU E25 0F1	SFU E31 0F1	F1	●
SFU E21 0F2	SFU E25 0F2	SFU E31 0F2	F2	●
SFU E21 0F3	SFU E25 0F3	SFU E31 0F3	F3	●
SFU E21 0F4	SFU E25 0F4	SFU E31 0F4	F4	●
SFU E21 0F5	SFU E25 0F5	SFU E31 0F5	F5	●
SFU E21 A01	SFU E25 A01	SFU E31 A01	SX-F3	● ● ○ ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>				

SFU E19 4SX	SFU E19 4SX	SFU E19 4SX	SX	●
SFU E21 4S1	SFU E25 4S1	SFU E31 4S1	S1	●
SFU E21 4S2	SFU E25 4S2	SFU E31 4S2	S2	○
SFU E21 4F1	SFU E25 4F1	SFU E31 4F1	F1	●
SFU E21 4F2	SFU E25 4F2	SFU E31 4F2	F2	●
SFU E21 4F3	SFU E25 4F3	SFU E31 4F3	F3	●
SFU E21 4F4	SFU E25 4F4	SFU E31 4F4	F4	●
SFU E21 4F5	SFU E25 4F5	SFU E31 4F5	F5	●
SFU E21 A41	SFU E25 A41	SFU E31 A41	SX-F3	● ● ○ ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>				
SFU E19 3SX	SFU E19 3SX	SFU E19 3SX	SX	●
SFU E21 3S1	SFU E25 3S1	SFU E31 3S1	S1	●
SFU E21 3S2	SFU E25 3S2	SFU E31 3S2	S2	○
SFU E21 3F1	SFU E25 3F1	SFU E31 3F1	F1	●
SFU E21 3F2	SFU E25 3F2	SFU E31 3F2	F2	●
SFU E21 3F3	SFU E25 3F3	SFU E31 3F3	F3	●
SFU E21 3F4	SFU E25 3F4	SFU E31 3F4	F4	●
SFU E21 3F5	SFU E25 3F5	SFU E31 3F5	F5	●
SFU E21 A31	SFU E25 A31	SFU E31 A31	SX-F3	● ● ○ ● ● ●

Limas U+					
Comprimento				Tamanho ISO	Marcação
19 mm	21 mm	25 mm	31 mm		
Embalagens com 6 unidades					
AFU E19 0SX				SX	
	AFU E21 0S1	AFU E25 0S1	AFU E31 0S1	S1	●
	AFU E21 0S2	AFU E25 0S2	AFU E31 0S2	S2	○
	AFU E21 0F1	AFU E25 0F1	AFU E31 0F1	F1	●
	AFU E21 0F2	AFU E25 0F2	AFU E31 0F2	F2	●
	AFU E21 0F3	AFU E25 0F3	AFU E31 0F3	F3	●
	AFU E21 0F4	AFU E25 0F4	AFU E31 0F4	F4	●
	AFU E21 0F5	AFU E25 0F5	AFU E31 0F5	F5	●
	AFU E21 A01	AFU E25 A01	AFU E31 A01	SX-F3	● ○ ● ● ●
Comprimento				Tamanho ISO	Marcação
19 mm	21 mm	25 mm	31 mm		
Embalagens com 4 unidades					

AFU 419 0SX				SX	
	AFU E21 4S1	AFU E25 4S1	AFU E31 4S1	S1	●
	AFU E21 4S2	AFU E25 4S2	AFU E31 4S2	S2	○
	AFU E21 4F1	AFU E25 4F1	AFU E31 4F1	F1	●
	AFU E21 4F2	AFU E25 4F2	AFU E31 4F2	F2	●
	AFU E21 4F3	AFU E25 4F3	AFU E31 4F3	F3	●
	AFU E21 4F4	AFU E25 4F4	AFU E31 4F4	F4	●
	AFU E21 4F5	AFU E25 4F5	AFU E31 4F5	F5	●
	AFU E21 A41	AFU E25 A41	AFU E31 A41	SX-F3	● ○ ● ● ●
Comprimento				Tamanho ISO	Marcação
19 mm	21 mm	25 mm	19 mm		
Embalagens com 3 unidades					
AFU 319 0SX				SX	
	AFU E21 3S1	AFU E25 3S1	AFU E31 3S1	S1	●
	AFU E21 3S2	AFU E25 3S2	AFU E31 3S2	S2	○
	AFU E21 3F1	AFU E25 3F1	AFU E31 3F1	F1	●
	AFU E21 3F2	AFU E25 3F2	AFU E31 3F2	F2	●
	AFU E21 3F3	AFU E25 3F3	AFU E31 3F3	F3	●
	AFU E21 3F4	AFU E25 3F4	AFU E31 3F4	F4	●
	AFU E21 3F5	AFU E25 3F5	AFU E31 3F5	F5	●
	AFU E21 A31	AFU E25 A31	AFU E31 A31	SX-F3	● ○ ● ● ●

Limas U Blue				
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>				
BFU E19 0SX	BFU E19 0SX	BFU E19 0SX	SX	●
BFU E21 0S1	BFU E25 0S1	BFU E31 0S1	S1	●
BFU E21 0S2	BFU E25 0S2	BFU E31 0S2	S2	○
BFU E21 0F1	BFU E25 0F1	BFU E31 0F1	F1	●
BFU E21 0F2	BFU E25 0F2	BFU E31 0F2	F2	●
BFU E21 0F3	BFU E25 0F3	BFU E31 0F3	F3	●
BFU E21 0F4	BFU E25 0F4	BFU E31 0F4	F4	●
BFU E21 0F5	BFU E25 0F5	BFU E31 0F5	F5	●
BFU E21 A01	BFU E25 A01	BFU E31 A01	SX-F3	● ● ○ ● ● ●

Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>				
BFU E19 4SX	BFU E19 4SX	BFU E19 4SX	SX	●
BFU E21 4S1	BFU E25 4S1	BFU E31 4S1	S1	●
BFU E21 4S2	BFU E25 4S2	BFU E31 4S2	S2	○
BFU E21 4F1	BFU E25 4F1	BFU E31 4F1	F1	●
BFU E21 4F2	BFU E25 4F2	BFU E31 4F2	F2	●
BFU E21 4F3	BFU E25 4F3	BFU E31 4F3	F3	●
BFU E21 4F4	BFU E25 4F4	BFU E31 4F4	F4	●
BFU E21 4F5	BFU E25 4F5	BFU E31 4F5	F5	●
BFU E21 A41	BFU E25 A41	BFU E31 A41	SX-F3	● ● ○ ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>				
BFU E19 3SX	BFU E19 3SX	BFU E19 3SX	SX	●
BFU E21 3S1	BFU E25 3S1	BFU E31 3S1	S1	●
BFU E21 3S2	BFU E25 3S2	BFU E31 3S2	S2	○
BFU E21 3F1	BFU E25 3F1	BFU E31 3F1	F1	●
BFU E21 3F2	BFU E25 3F2	BFU E31 3F2	F2	●
BFU E21 3F3	BFU E25 3F3	BFU E31 3F3	F3	●
BFU E21 3F4	BFU E25 3F4	BFU E31 3F4	F4	●
BFU E21 3F5	BFU E25 3F5	BFU E31 3F5	F5	●
BFU E21 A31	BFU E25 A31	BFU E31 A31	SX-F3	● ● ○ ● ● ●

Limas A				
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 29 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>				
SFA E21 025	SFA E25 025	SFA E29 025	25	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 29 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>				
SFA E21 425	SFA E25 425	SFA E29 425	25	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 29 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>				
SFA E21 325	SFA E25 325	SFA E29 325	25	-

Limas T				
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>				
SFT E21 017	SFT E25 017	SFT E31 017	17	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>				
SFT E21 417	SFT E25 417	SFT E31 417	17	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>				
SFT E21 317	SFT E25 317	SFT E31 317	17	-

Limas T+				
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>				
AFT E21 017	AFT E25 017	AFT E31 017	17	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>				
AFT E21 417	AFT E25 417	AFT E31 417	17	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>				
AFT E21 317	AFT E25 317	AFT E31 317	17	-

Limas O				
Comprimento 16 mm	Comprimento 18 mm	Comprimento 22 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>				
SFO E16 D1			D1	-
	SFO E18 D2		D2	-
		SFO E22 D3	D3	-

SFO E01	SFO E01	SFO E01	D1-D3	-
Comprimento 16 mm	Comprimento 18 mm	Comprimento 22 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>				
SFO E16 4D1			D1	-
	SFO E18 4D2		D2	-
		SFO E22 4D3	D3	-
SFO E41	SFO E41	SFO E41	D1-D3	-
Comprimento 16 mm	Comprimento 18 mm	Comprimento 22 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>				
SFO E16 3D1			D1	-
	SFO E18 3D2		D2	-
		SFO E22 3D3	D3	-
SFO E31	SFO E31	SFO E31	D1-D3	-

7. Validade

5 anos

8. Produto estéril?

Sim, esterilização por raios gama.

De acordo com as boas práticas de higiene e segurança sanitária, recomenda-se a limpeza, desinfecção e esterilização após cada utilização, a fim de evitar contaminação.

Após o uso, lavar com água corrente e retirar detritos remanescentes com escova macia. Submergir em solução com enzima proteolítica para desinfecção. Finalizar com esterilização a 134°C por 18 minutos.

Para sua segurança pessoal, recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individual, como luvas, óculos e máscaras de proteção, durante a realização destes procedimentos.

9. Condições de armazenamento

Armazenar em temperatura ambiente, protegido de luz solar direta e alta umidade.

10. Condições de transporte

Transportar em temperatura ambiente, protegido de luz solar direta e alta umidade. Evitar empilhamento, a fim de evitar danos aos materiais de acondicionamento.

11. Advertências

Produto de uso exclusivo por profissional dentista.

Produto estéril. Realize a desinfecção e esterilização após cada utilização.

Utilize este produto apenas para serviços e procedimentos odontológicos, de acordo com a sua indicação de uso.

12. Precauções

- Para conexão com motor rotatório, utilizar equipamento com controle de torque, e com velocidade de rotação restrita entre 150-600 rpm.
- Seguindo as boas práticas de esterilização e higienização, recomenda-se que estes produtos sejam utilizados em até 10 tratamentos de canal. O número de usos depende da condição do canal em tratamento e da prática de uso do dentista. O profissional deve realizar inspeção do instrumento antes de iniciar cada utilização.
- Em caso de qualquer sinal de deformação, entortamento ou perda da função normal, o instrumento não deve ser mais utilizado em nenhum procedimento, devendo ser descartado imediatamente.
- Este produto deve ser descartado como resíduo médico.
- Cheque a validade do produto antes da sua utilização.

13. Contraindicações

Contraindicado para pacientes com histórico de alergia ao níquel.

12. Efeitos adversos

Não se aplica.

**FABRICADO POR**

Shenzhen Superline Technology Co., Ltd.

Chongwen Gardon, prédio 4, escritório 1206, Fuguang Community, No. 1 Tangling Road, Taoyuan Street, Nanshan District, 518055 – Shenzhen

China

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A. (CNPJ 13.612.214/0001-60)

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekes (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801630061

Central de atendimento ao consumidor: 0800 702 0227 – sac@allprimedental.com