



INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Limas Rotatórias NiTi
Nome Técnico	Limas para Odontologia
Enquadramento regulatório	Dispositivos Médicos – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	AFT 021 017 - 6 unidades de Limas T+ 21 mm, tamanho 17; AFT 021 317 - 3 unidades de Limas T+ 21 mm, tamanho 17; AFT 021 417 - 4 unidades de Limas T+ 21 mm, tamanho 17; AFT 025 017 - 6 unidades de Limas T+ 25 mm, tamanho 17 AFT 025 317 - 3 unidades de Limas T+ 25 mm, tamanho 17 AFT 025 417 - 4 unidades de Limas T+ 25 mm, tamanho 17 AFT 031 017 - 6 unidades de Limas T+ 31 mm, tamanho 17 AFT 031 317 - 3 unidades de Limas T+ 31 mm, tamanho 17 AFT 031 417 - 4 unidades de Limas T+ 31 mm, tamanho 17 AFU 019 0SX - 6 unidades de Limas U+ 19 mm, tamanho SX; AFU 019 3SX - 3 unidades de Limas U+ 19 mm, tamanho SX; AFU 019 4SX - 4 unidades de Limas U+ 19 mm, tamanho SX; AFU 021 0F1 - 6 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F1; AFU 021 0F2 - 6 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F2; AFU 021 0F3 - 6 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F3; AFU 021 0F4 - 6 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F4; AFU 021 0F5 - 6 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F5; AFU 021 0S1 - 6 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho S1; AFU 021 0S2 - 6 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho S2; AFU 021 3F1 - 3 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F1; AFU 021 3F2 - 3 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F2; AFU 021 3F3 - 3 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F3; AFU 021 3F4 - 3 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F4; AFU 021 3F5 - 3 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F5;

	AFU 021 3S1 - 3 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho S1;
	AFU 021 3S2 - 3 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho S2;
	AFU 021 4F1 - 4 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F1;
	AFU 021 4F2 - 4 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F2;
	AFU 021 4F3 - 4 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F3;
	AFU 021 4F4 - 4 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F4;
	AFU 021 4F5 - 4 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho F5;
	AFU 021 4S1 - 4 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho S1;
	AFU 021 4S2 - 4 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanho S2;
	AFU 021 A01 - 6 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanhos SX-F3;
	AFU 021 A31 - 3 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanhos SX-F3;
	AFU 021 A41 - 4 unidades de Limas U+ 21 mm, tamanhos SX-F3;
	AFU 025 0F1 - 6 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F1;
	AFU 025 0F2 - 6 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F2;
	AFU 025 0F3 - 6 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F3;
	AFU 025 0F4 - 6 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F4;
	AFU 025 0F5 - 6 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F5;
	AFU 025 0S1- 6 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho S1;
	AFU 025 0S2 - 6 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho S2;
	AFU 025 3F1 - 3 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F1;
	AFU 025 3F2 - 3 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F2;
	AFU 025 3F3 - 3 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F3;
	AFU 025 3F4 - 3 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F4;
	AFU 025 3F5 - 3 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F5;
	AFU 025 3S1- 3 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho S1;
	AFU 025 3S2 - 3 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho S2;
	AFU 025 4F1 - 4 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F1;
	AFU 025 4F2 - 4 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F2;
	AFU 025 4F3 - 4 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F3;
	AFU 025 4F4 - 4 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F4;
	AFU 025 4F5 - 4 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho F5;

	AFU 025 4S1- 4 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho S1; AFU 025 4S2 - 4 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanho S2; AFU 025 A01 - 6 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanhos SX-F3; AFU 025 A31 - 3 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanhos SX-F3; AFU 025 A41 - 4 unidades de Limas U+ 25 mm, tamanhos SX-F3; AFU 031 0F1 - 6 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F1; AFU 031 0F2 - 6 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F2; AFU 031 0F3 - 6 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F3; AFU 031 0F4 - 6 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F4; AFU 031 0F5 - 6 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F5; AFU 031 0S1- 6 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho S1; AFU 031 0S2 - 6 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho S2; AFU 031 3F1 - 3 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F1; AFU 031 3F2 - 3 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F2; AFU 031 3F3 - 3 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F3; AFU 031 3F4 - 3 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F4; AFU 031 3F5 - 3 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F5; AFU 031 3S1- 3 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho S1; AFU 031 3S2 - 3 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho S2; AFU 031 4F1 - 4 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F1; AFU 031 4F2 - 4 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F2; AFU 031 4F3 - 4 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F3; AFU 031 4F4 - 4 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F4; AFU 031 4F5 - 4 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho F5; AFU 031 4S1- 4 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho S1; AFU 031 4S2 - 4 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanho S2; AFU 031 A01 - 6 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanhos SX-F3; AFU 031 A31 - 3 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanhos SX-F3; AFU 031 A41 - 4 unidades de Limas U+ 31 mm, tamanhos SX-F3; BFU 021 0F1 - 6 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F1; BFU 021 0F2 - 6 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F2;
--	--

	BFU 021 0F3 - 6 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F3; BFU 021 0F4 - 6 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F4; BFU 021 0F5 - 6 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F5; BFU 021 0S1 - 6 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho S1; BFU 021 0S2 - 6 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho S2; BFU 021 3F1 - 3 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F1; BFU 021 3F2 - 3 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F2; BFU 021 3F3 - 3 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F3; BFU 021 3F4 - 3 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F4; BFU 021 3F5 - 3 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F5; BFU 021 3S1 - 3 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho S1; BFU 021 3S2 - 3 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho S2; BFU 021 4F1 - 4 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F1; BFU 021 4F2 - 4 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F2; BFU 021 4F3 - 4 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F3; BFU 021 4F4 - 4 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F4; BFU 021 4F5 - 4 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho F5; BFU 021 4S1 - 4 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho S1; BFU 021 4S2 - 4 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanho S2; BFU 021 A01 - 6 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanhos SX-F3; BFU 021 A31 - 3 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanhos SX-F3; BFU 021 A41 - 4 unidades de Limas U Blue 21 mm, tamanhos SX-F3; BFU 025 0F1 - 6 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F1; BFU 025 0F2 - 6 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F2; BFU 025 0F3 - 6 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F3; BFU 025 0F4 - 6 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F4; BFU 025 0F5 - 6 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F5; BFU 025 0S1 - 6 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho S1; BFU 025 0S2 - 6 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho S2; BFU 025 341 - 3 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanhos SX-F3; BFU 025 3F1 - 3 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F1;
--	--

	BFU 025 3F2 - 3 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F2; BFU 025 3F3 - 3 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F3; BFU 025 3F4 - 3 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F4; BFU 025 3F5 - 3 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F5; BFU 025 3S1- 3 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho S1; BFU 025 3S2 - 3 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho S2; BFU 025 4F1 - 4 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F1; BFU 025 4F2 - 4 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F2; BFU 025 4F3 - 4 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F3; BFU 025 4F4 - 4 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F4; BFU 025 4F5 - 4 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho F5; BFU 025 4S1- 4 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho S1; BFU 025 4S2 - 4 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanho S2; BFU 025 A01 - 6 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanhos SX-F3; BFU 025 A41 - 4 unidades de Limas U Blue 25 mm, tamanhos SX-F3; BFU 031 0F1 - 6 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F1; BFU 031 0F2 - 6 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F2; BFU 031 0F3 - 6 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F3; BFU 031 0F4 - 6 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F4; BFU 031 0F5 - 6 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F5; BFU 031 0S1- 6 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho S1; BFU 031 0S2 - 6 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho S2; BFU 031 3F1 - 3 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F1; BFU 031 3F2 - 3 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F2; BFU 031 3F3 - 3 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F3; BFU 031 3F4 - 3 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F4; BFU 031 3F5 - 3 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F5; BFU 031 3S1- 3 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho S1; BFU 031 3S2 - 3 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho S2; BFU 031 4F1 - 4 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F1; BFU 031 4F2 - 4 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F2;
--	--

	BFU 031 4F3 - 4 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F3; BFU 031 4F4 - 4 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F4; BFU 031 4F5 - 4 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho F5; BFU 031 4S1- 4 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho S1; BFU 031 4S2 - 4 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanho S2; BFU 031 A01 - 6 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanhos SX-F3; BFU 031 A31 - 3 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanhos SX-F3; BFU 031 A41 - 4 unidades de Limas U Blue 31 mm, tamanhos SX-F3; ENH 021 015 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 15; ENH 021 020 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 20; ENH 021 025 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 25; ENH 021 030 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 30; ENH 021 035 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 35; ENH 021 040 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 40; ENH 021 315 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 15; ENH 021 320 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 20; ENH 021 325 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 25; ENH 021 330 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 30; ENH 021 335 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 35; ENH 021 340 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 40; ENH 021 415 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 15;
--	---

	ENH 021 420 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 20; ENH 021 425 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 25; ENH 021 430 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 30; ENH 021 435 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 35; ENH 021 440 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanho 40; ENH 021 A01 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanhos 15-40; ENH 021 A31 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanhos 15-40; ENH 021 A41 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 21 mm, tamanhos 15-40; ENH 025 015 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 15; ENH 025 020 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 20; ENH 025 025 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 25; ENH 025 030 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 30; ENH 025 035 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 35; ENH 025 040 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 40; ENH 025 315 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 15; ENH 025 320 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 20; ENH 025 325 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 25; ENH 025 330 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 30;
--	---

	ENH 025 335 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 35; ENH 025 340 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 40; ENH 025 415 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 15; ENH 025 420 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 20; ENH 025 425 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 25; ENH 025 430 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 30; ENH 025 435 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 35; ENH 025 440 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanho 40; ENH 025 A01 - 6 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanhos 15-40; ENH 025 A31 - 3 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanhos 15-40; ENH 025 A41 - 4 unidades de Limas Rotatórias Hedstroem 25 mm, tamanhos 15-40; ENK 021 015 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 15; ENK 021 020 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 20; ENK 021 025 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 25; ENK 021 030 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 30; ENK 021 035 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 35; ENK 021 040 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 40; ENK 021 315 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 15; ENK 021 320 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 20; ENK 021 325 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 25; ENK 021 330 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 30; ENK 021 335 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 35; ENK 021 340 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 40;
--	--

	ENK 021 341 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanhos 15-40; ENK 021 415 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 15; ENK 021 420 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 20; ENK 021 425 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 25; ENK 021 430 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 30; ENK 021 435 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 35; ENK 021 440 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanho 40; ENK 021 A01 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanhos 15-40; ENK 021 A41 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 21 mm, tamanhos 15-40; ENK 025 015 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 15; ENK 025 020 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 20; ENK 025 025 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 25; ENK 025 030 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 30; ENK 025 035 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 35; ENK 025 040 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 40; ENK 025 315 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 15; ENK 025 320 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 20; ENK 025 325 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 25; ENK 025 330 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 30; ENK 025 335 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 35; ENK 025 340 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 40; ENK 025 415 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 15; ENK 025 420 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 20; ENK 025 425 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 25; ENK 025 430 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 30; ENK 025 435 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 35; ENK 025 440 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanho 40; ENK 025 A01 - 6 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanhos 15-40;
--	---

	ENK 025 A31 - 3 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanhos 15-40; ENK 025 A41 - 4 unidades de Limas Rotatórias K 25 mm, tamanhos 15-40; ENR 021 015 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 15; ENR 021 020 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 20; ENR 021 025 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 25; ENR 021 030 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 30; ENR 021 035 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 35; ENR 021 040 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 40; ENR 021 315 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 15; ENR 021 320 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 20; ENR 021 325 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 25; ENR 021 330 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 30; ENR 021 335 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 35; ENR 021 340 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 40; ENR 021 415 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 15; ENR 021 420 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 20; ENR 021 425 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 25; ENR 021 430 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 30; ENR 021 435 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 35; ENR 021 440 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanho 40; ENR 021 A01 - 6 unidades de Alargadores 21 mm, tamanhos 15-40; ENR 021 A31 - 3 unidades de Alargadores 21 mm, tamanhos 15-40; ENR 021 A41 - 4 unidades de Alargadores 21 mm, tamanhos 15-40; ENR 025 015 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 15; ENR 025 020 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 20; ENR 025 025 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 25; ENR 025 030 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 30; ENR 025 035 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 35; ENR 025 040 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 40; ENR 025 315 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 15;
--	---

	ENR 025 320 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 20; ENR 025 325 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 25; ENR 025 330 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 30; ENR 025 335 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 35; ENR 025 340 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 40; ENR 025 415 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 15; ENR 025 420 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 20; ENR 025 425 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 25; ENR 025 430 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 30; ENR 025 435 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 35; ENR 025 440 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanho 40; ENR 025 A01 - 6 unidades de Alargadores 25 mm, tamanhos 15-40; ENR 025 A31 - 3 unidades de Alargadores 25 mm, tamanhos 15-40; ENR 025 A41 - 4 unidades de Alargadores 25 mm, tamanhos 15-40; MC2 021 025 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25; MC2 021 030 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30; MC2 021 035 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35; MC2 021 040 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40; MC2 021 325 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25; MC2 021 330 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30; MC2 021 335 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35; MC2 021 340 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40; MC2 021 425 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25; MC2 021 430 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30; MC2 021 435 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35; MC2 021 440 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40; MC2 021 A01 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40; MC2 021 A31 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40; MC2 021 A41 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40; MC2 025 025 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25; MC2 025 030 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30;
--	---

	MC2 025 035 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35;
	MC2 025 040 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40;
	MC2 025 325 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25;
	MC2 025 330 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30;
	MC2 025 335 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35;
	MC2 025 340 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40;
	MC2 025 425 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25;
	MC2 025 430 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30;
	MC2 025 435 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35;
	MC2 025 440 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40;
	MC2 025 A01 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40;
	MC2 025 A31 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40;
	MC2 025 A41 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40;
	MC4 021 025 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25;
	MC4 021 030 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30;
	MC4 021 035 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35;
	MC4 021 040 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40;
	MC4 021 325 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25;
	MC4 021 330 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30;
	MC4 021 335 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35;
	MC4 021 340 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40;
	MC4 021 425 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 25;
	MC4 021 430 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 30;
	MC4 021 435 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 35;
	MC4 021 440 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanho 40;
	MC4 021 A01 - 6 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40;
	MC4 021 A31 - 3 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40;
	MC4 021 A41 - 4 unidades de Condensadores 21 mm, tamanhos 25-40;
	MC4 025 025 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25;
	MC4 025 030 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30;
	MC4 025 035 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35;

	MC4 025 040 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40;
	MC4 025 325 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25;
	MC4 025 330 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30;
	MC4 025 335 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35;
	MC4 025 340 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40;
	MC4 025 425 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 25;
	MC4 025 430 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 30;
	MC4 025 435 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 35;
	MC4 025 440 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanho 40;
	MC4 025 A01 - 6 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40;
	MC4 025 A31 - 3 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40;
	MC4 025 A41 - 4 unidades de Condensadores 25 mm, tamanhos 25-40;
	SFA 021 025 - 6 unidades de Limas A 21 mm, tamanho 25;
	SFA 021 325 - 3 unidades de Limas A 21 mm, tamanho 25;
	SFA 021 425 - 4 unidades de Limas A 21 mm, tamanho 25;
	SFA 025 025 - 6 unidades de Limas A 25 mm, tamanho 25;
	SFA 025 325 - 3 unidades de Limas A 25 mm, tamanho 25;
	SFA 025 425 - 4 unidades de Limas A 25 mm, tamanho 25;
	SFA 029 025 - 6 unidades de Limas A 29 mm, tamanho 25;
	SFA 029 325 - 3 unidades de Limas A 29 mm, tamanho 25;
	SFA 029 425 - 4 unidades de Limas A 29 mm, tamanho 25;
	SFO 000 A01 - 6 unidades de Limas O tamanhos D1-D3;
	SFO 016 3D1 - 3 unidades de Limas O 16 mm, tamanho D1;
	SFO 016 4D1 - 4 unidades de Limas O 16 mm, tamanho D1;
	SFO 016 D1 - 6 unidades de Limas O 16 mm, tamanho D1;
	SFO 018 3D2 - 3 unidades de Limas O 18 mm, tamanho D2;
	SFO 018 4D2 - 4 unidades de Limas O 18 mm, tamanho D2;
	SFO 018 D2 - 6 unidades de Limas O 18 mm, tamanho D2;
	SFO 022 3D3 - 3 unidades de Limas O 22 mm, tamanho D3;
	SFO 022 4D3 - 4 unidades de Limas O 22 mm, tamanho D3;
	SFO 022 D3 - 6 unidades de Limas O 22 mm, tamanho D3;

	SFO A01 - 3 unidades de Limas O tamanhos D1-D3. SFO A41 - 4 unidades de Limas O tamanhos D1-D3; SFT 021 017 - 6 unidades de Limas T 21 mm, tamanho 17; SFT 021 317 - 3 unidades de Limas T 21 mm, tamanho 17; SFT 021 417 - 4 unidades de Limas T 21 mm, tamanho 17; SFT 025 017 - 6 unidades de Limas T 25 mm, tamanho 17 SFT 025 317 - 3 unidades de Limas T 25 mm, tamanho 17 SFT 025 417 - 4 unidades de Limas T 25 mm, tamanho 17 SFT 031 017 - 6 unidades de Limas T 31 mm, tamanho 17 SFT 031 317 - 3 unidades de Limas T 31 mm, tamanho 17 SFT 031 417 - 4 unidades de Limas T 31 mm, tamanho 17 SFU 019 0SX - 6 unidades de Limas U 19 mm, tamanho SX; SFU 019 3SX - 3 unidades de Limas U 19 mm, tamanho SX; SFU 019 4SX - 4 unidades de Limas U 19 mm, tamanho SX; SFU 021 0F1 - 6 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F1; SFU 021 0F2 - 6 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F2; SFU 021 0F3 - 6 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F3; SFU 021 0F4 - 6 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F4; SFU 021 0F5 - 6 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F5; SFU 021 0S1 - 6 unidades de Limas U 21 mm, tamanho S1; SFU 021 0S2 - 6 unidades de Limas U 21 mm, tamanho S2; SFU 021 2F3 - 3 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F3; SFU 021 2F4 - 3 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F4; SFU 021 2F5 - 3 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F5; SFU 021 3F1 - 3 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F1; SFU 021 3F2 - 3 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F2; SFU 021 3S1 - 3 unidades de Limas U 21 mm, tamanho S1; SFU 021 3S2 - 3 unidades de Limas U 21 mm, tamanho S2; SFU 021 4F1 - 4 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F1; SFU 021 4F2 - 4 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F2; SFU 021 4F3 - 4 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F3;
--	---

	SFU 021 4F4 - 4 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F4; SFU 021 4F5 - 4 unidades de Limas U 21 mm, tamanho F5; SFU 021 4S1 - 4 unidades de Limas U 21 mm, tamanho S1; SFU 021 4S2 - 4 unidades de Limas U 21 mm, tamanho S2; SFU 021 A01 - 6 unidades de Limas U 21 mm, tamanhos SX-F3; SFU 021 A31 - 3 unidades de Limas U 21 mm, tamanhos SX-F3; SFU 021 A41 - 4 unidades de Limas U 21 mm, tamanhos SX-F3; SFU 025 0F1 - 6 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F1; SFU 025 0F2 - 6 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F2; SFU 025 0F3 - 6 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F3; SFU 025 0F4 - 6 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F4; SFU 025 0F5 - 6 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F5; SFU 025 0S1- 6 unidades de Limas U 25 mm, tamanho S1; SFU 025 0S2 - 6 unidades de Limas U 25 mm, tamanho S2; SFU 025 3F1 - 3 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F1; SFU 025 3F2 - 3 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F2; SFU 025 3F3 - 3 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F3; SFU 025 3F4 - 3 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F4; SFU 025 3F5 - 3 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F5; SFU 025 3S1- 3 unidades de Limas U 25 mm, tamanho S1; SFU 025 3S2 - 3 unidades de Limas U 25 mm, tamanho S2; SFU 025 4F1 - 4 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F1; SFU 025 4F2 - 4 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F2; SFU 025 4F3 - 4 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F3; SFU 025 4F4 - 4 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F4; SFU 025 4F5 - 4 unidades de Limas U 25 mm, tamanho F5; SFU 025 4S1- 4 unidades de Limas U 25 mm, tamanho S1; SFU 025 4S2 - 4 unidades de Limas U 25 mm, tamanho S2; SFU 025 A01 - 6 unidades de Limas U 25 mm, tamanhos SX-F3; SFU 025 A31 - 3 unidades de Limas U 25 mm, tamanhos SX-F3; SFU 025 A41 - 4 unidades de Limas U 25 mm, tamanhos SX-F3;
--	--

	SFU 031 0F1 - 6 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F1; SFU 031 0F2 - 6 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F2; SFU 031 0F3 - 6 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F3; SFU 031 0F4 - 6 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F4; SFU 031 0F5 - 6 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F5; SFU 031 0S1- 6 unidades de Limas U 31 mm, tamanho S1; SFU 031 0S2 - 6 unidades de Limas U 31 mm, tamanho S2; SFU 031 3F1 - 3 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F1; SFU 031 3F2 - 3 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F2; SFU 031 3F3 - 3 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F3; SFU 031 3F4 - 3 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F4; SFU 031 3F5 - 3 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F5; SFU 031 3S1- 3 unidades de Limas U 31 mm, tamanho S1; SFU 031 3S2 - 3 unidades de Limas U 31 mm, tamanho S2; SFU 031 4F1 - 4 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F1; SFU 031 4F2 - 4 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F2; SFU 031 4F3 - 4 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F3; SFU 031 4F4 - 4 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F4; SFU 031 4F5 - 4 unidades de Limas U 31 mm, tamanho F5; SFU 031 4S1- 4 unidades de Limas U 31 mm, tamanho S1; SFU 031 4S2 - 4 unidades de Limas U 31 mm, tamanho S2; SFU 031 A01 - 6 unidades de Limas U 31 mm, tamanhos SX-F3; SFU 031 A31 - 3 unidades de Limas U 31 mm, tamanhos SX-F3; SFU 031 A41 - 4 unidades de Limas U 31 mm, tamanhos SX-F3.
Acessórios	Não se aplica
Apresentações comerciais	Embalagens primárias do tipo estojo plástico contendo 3, 4 ou 6 unidades, exceto para o modelo AFU 025 A01, que é acondicionado em embalagens do tipo blister plástico selada com alumínio. Embalagens secundárias, apenas para transporte, do tipo caixa de papel cartonado branco, com 10 unidades de embalagens primárias.

2. Indicação de uso

As limas consistem de instrumento de reparo dentário, a serem acoplados a dispositivos de uso odontológico, sendo indicadas para a remoção de dentina e tecido formador de canal radicular dentário no tratamento de vários tipos de pulpites e necrose pulpar, as quais levam a doenças do canal da radicular dentário.

O condensador, também acoplado a dispositivos de uso odontológico no tratamento endodôntico, é um instrumento indicado para auxiliar no preenchimento do canal radicular.

3. Princípio de funcionamento

Para desempenharem sua finalidade de uso, as limas e condensadores são acionadas por dispositivos com giro contínuo.

4. Modo de uso

Limas:

1. Abra a polpa da coroa com uma agulha diamantada.
2. Explore o canal radicular com Lima número 8 ou 10. Utilize rotações de ida e volta para penetrar no canal radicular, usando solução de hipoclorito de sódio para enxágue;
3. Utilize uma lima de número 15 para suavizar o canal radicular e determinar o comprimento de trabalho.
4. Prepare um terço do canal radicular, utilizando uma lima aberta para expandir a porção superior do canal, com movimentos descendentes a cada 1-2 mm, de modo que o canal se abra, tornando-se conveniente para a preparação subsequente.⁵
5. Enxague novamente e utilize uma lima de número 15 para remover os fragmentos e evitar entupimento do canal radicular.
6. Com lima rotatória de tamanho 20 realizar movimentos verticais a cada 2-3 mm, removendo fragmentos do canal radicular.
7. Com lima rotatória fina de tamanho 25 repare o canal radicular, tornando-o suave e sem pré-resistência. Utilize hipoclorito de sódio para lavar o canal várias vezes e evitar detritos na ponta da raiz, os que poderia levar a falhas no preenchimento do canal.
8. Para canais radiculares grandes, selecione o tamanho apropriado de lima para preparação do canal.

Condensadores:

1. Esterilize o produto em autoclave antes da sua utilização e selecione a especificação mais adequada para cada uso.
2. Acoplar a dispositivo rotatório em faixa de velocidade de 250 a 1000 rpm.

3. Utilizar este produto uma única vez e, em seguida, descartá-lo como resíduo contaminado.

5. Composição

A parte ativa das limas rotatórias é composta por liga metálica de NiTi (níquel-titânio).

6. Especificações técnicas

Limas Hedstroem			
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>			
ENH 021 015	ENH 025 015	15	○
ENH 021 020	ENH 025 020	20	●
ENH 021 025	ENH 025 025	25	●
ENH 021 030	ENH 025 030	30	●
ENH 021 035	ENH 025 035	35	●
ENH 021 040	ENH 025 040	40	●
ENH 021 A01	ENH 025 A01	15-40	○ ● ● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>			
ENH 021 415	ENH 025 415	15	○
ENH 021 420	ENH 025 420	20	●
ENH 021 425	ENH 025 425	25	●
ENH 021 430	ENH 025 430	30	●
ENH 021 435	ENH 025 435	35	●
ENH 021 440	ENH 025 440	40	●
ENH 021 A41	ENH 025 A41	15-40	○ ● ● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>			
ENH 021 315	ENH 025 315	15	○
ENH 021 320	ENH 025 320	20	●
ENH 021 325	ENH 025 325	25	●
ENH 021 330	ENH 025 330	30	●
ENH 021 335	ENH 025 335	35	●
ENH 021 340	ENH 025 340	40	●
ENH 021 A31	ENH 025 A31	15-40	○ ● ● ● ● ●

Limas K			
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>			
ENK 021 015	ENK 025 015	15	□
ENK 021 020	ENK 025 020	20	■
ENK 021 025	ENK 025 025	25	■
ENK 021 030	ENK 025 030	30	■
ENK 021 035	ENK 025 035	35	■
ENK 021 040	ENK 025 040	40	■
ENK 021 A01	ENK 025 A01	15-40	□ ■ ■ ■ ■ ■
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>			
ENK 021 415	ENK 025 415	15	□
ENK 021 420	ENK 025 420	20	■
ENK 021 425	ENK 025 425	25	■
ENK 021 430	ENK 025 430	30	■
ENK 021 435	ENK 025 435	35	■
ENK 021 440	ENK 025 440	40	■
ENK 021 A41	ENK 025 A41	15-40	□ ■ ■ ■ ■ ■
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>			
ENK 021 315	ENK 025 315	15	□
ENK 021 320	ENK 025 320	20	■
ENK 021 325	ENK 025 325	25	■
ENK 021 330	ENK 025 330	30	■
ENK 021 335	ENK 025 335	35	■
ENK 021 340	ENK 025 340	40	■
ENK 021 A31	ENK 025 A31	15-40	□ ■ ■ ■ ■ ■

Alargadores			
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>			
ENR 021 015	ENR 025 015	15	△
ENR 021 020	ENR 025 020	20	▲
ENR 021 025	ENR 025 025	25	▲
ENR 021 030	ENR 025 030	30	▲
ENR 021 035	ENR 025 035	35	▲
ENR 021 040	ENR 025 040	40	▲
ENR 021 A01	ENR 025 A01	15-40	△ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>			
ENR 021 415	ENR 025 415	15	△
ENR 021 420	ENR 025 420	20	▲
ENR 021 425	ENR 025 425	25	▲
ENR 021 430	ENR 025 430	30	▲
ENR 021 435	ENR 025 435	35	▲
ENR 021 440	ENR 025 440	40	▲
ENR 021 A41	ENR 025 A41	15-40	△ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>			
ENR 021 315	ENR 025 315	15	△
ENR 021 320	ENR 025 320	20	▲
ENR 021 325	ENR 025 325	25	▲
ENR 021 330	ENR 025 330	30	▲
ENR 021 335	ENR 025 335	35	▲
ENR 021 340	ENR 025 340	40	▲
ENR 021 A31	ENR 025 A31	15-40	△ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Condensadores			
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>			
MC2 021 025	MC2 025 025	25	●
MC2 021 030	MC2 025 030	30	●
MC2 021 035	MC2 025 035	35	●
MC2 021 040	MC2 025 040	40	●
MC2 021 A01	MC2 025 A01	15-40	● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>			
MC4 021 025	MC4 025 025	25	●
MC4 021 030	MC4 025 030	30	●
MC4 021 035	MC4 025 035	35	●
MC4 021 040	MC4 025 040	40	●
MC4 021 A01	MC4 025 A01	15-40	● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>			
MC2 021 425	MC2 025 425	25	●
MC2 021 430	MC2 025 430	30	●
MC2 021 435	MC2 025 435	35	●
MC2 021 440	MC2 025 440	40	●
MC2 021 A41	MC2 025 A41	15-40	● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>			
MC4 021 425	MC4 025 425	25	●
MC4 021 430	MC4 025 430	30	●
MC4 021 435	MC4 025 435	35	●
MC4 021 440	MC4 025 440	40	●
MC4 021 A41	MC4 025 A41	15-40	● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>			
MC2 021 325	MC2 025 325	25	●
MC2 021 330	MC2 025 330	30	●
MC2 021 335	MC2 025 335	35	●
MC2 021 340	MC2 025 340	40	●
MC2 021 A31	MC2 025 A31	15-40	● ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>			
MC4 021 325	MC4 025 325	25	●
MC4 021 330	MC4 025 330	30	●
MC4 021 335	MC4 025 335	35	●
MC4 021 340	MC4 025 340	40	●
MC4 021 A31	MC4 025 A31	15-40	● ● ● ●

Limas U				
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
Embalagens com 6 unidades				
SFU 019 0SX	SFU 019 0SX	SFU 019 0SX	SX	●
SFU 021 0S1	SFU 025 0S1	SFU 031 0S1	S1	●
SFU 021 0S2	SFU 025 0S2	SFU 031 0S2	S2	○
SFU 021 0F1	SFU 025 0F1	SFU 031 0F1	F1	●
SFU 021 0F2	SFU 025 0F2	SFU 031 0F2	F2	●
SFU 021 0F3	SFU 025 0F3	SFU 031 0F3	F3	●
SFU 021 0F4	SFU 025 0F4	SFU 031 0F4	F4	●
SFU 021 0F5	SFU 025 0F5	SFU 031 0F5	F5	●
SFU 021 A01	SFU 025 A01	SFU 031 A01	SX-F3	● ● ○ ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
Embalagens com 4 unidades				
SFU 019 4SX	SFU 019 4SX	SFU 019 4SX	SX	●
SFU 021 4S1	SFU 025 4S1	SFU 031 4S1	S1	●
SFU 021 4S2	SFU 025 4S2	SFU 031 4S2	S2	○
SFU 021 4F1	SFU 025 4F1	SFU 031 4F1	F1	●
SFU 021 4F2	SFU 025 4F2	SFU 031 4F2	F2	●
SFU 021 4F3	SFU 025 4F3	SFU 031 4F3	F3	●
SFU 021 4F4	SFU 025 4F4	SFU 031 4F4	F4	●
SFU 021 4F5	SFU 025 4F5	SFU 031 4F5	F5	●
SFU 021 A41	SFU 025 A41	SFU 031 A41	SX-F3	● ● ○ ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
Embalagens com 3 unidades				
SFU 019 3SX	SFU 019 3SX	SFU 019 3SX	SX	●
SFU 021 3S1	SFU 025 3S1	SFU 031 3S1	S1	●
SFU 021 3S2	SFU 025 3S2	SFU 031 3S2	S2	○
SFU 021 3F1	SFU 025 3F1	SFU 031 3F1	F1	●
SFU 021 3F2	SFU 025 3F2	SFU 031 3F2	F2	●
SFU 021 3F3	SFU 025 3F3	SFU 031 3F3	F3	●
SFU 021 3F4	SFU 025 3F4	SFU 031 3F4	F4	●
SFU 021 3F5	SFU 025 3F5	SFU 031 3F5	F5	●
SFU 021 A31	SFU 025 A31	SFU 031 A31	SX-F3	● ● ○ ● ● ●

Limas U+					
Comprimento				Tamanho ISO	Marcação
19 mm	21 mm	25 mm	31 mm		
Embalagens com 6 unidades					
AFU 019 OSX				SX	
	AFU 021 OS1	AFU 025 OS1	AFU 031 OS1	S1	●
	AFU 021 OS2	AFU 025 OS2	AFU 031 OS2	S2	○
	AFU 021 OF1	AFU 025 OF1	AFU 031 OF1	F1	●
	AFU 021 OF2	AFU 025 OF2	AFU 031 OF2	F2	●
	AFU 021 OF3	AFU 025 OF3	AFU 031 OF3	F3	●
	AFU 021 OF4	AFU 025 OF4	AFU 031 OF4	F4	●
	AFU 021 OF5	AFU 025 OF5	AFU 031 OF5	F5	●
	AFU 021 A01	AFU 025 A01	AFU 031 A01	SX-F3	● ○ ● ● ●
Comprimento				Tamanho ISO	Marcação
19 mm	21 mm	25 mm	31 mm		
Embalagens com 4 unidades					
AFU 419 OSX				SX	
	AFU 021 4S1	AFU 025 4S1	AFU 031 4S1	S1	●
	AFU 021 4S2	AFU 025 4S2	AFU 031 4S2	S2	○
	AFU 021 4F1	AFU 025 4F1	AFU 031 4F1	F1	●
	AFU 021 4F2	AFU 025 4F2	AFU 031 4F2	F2	●
	AFU 021 4F3	AFU 025 4F3	AFU 031 4F3	F3	●
	AFU 021 4F4	AFU 025 4F4	AFU 031 4F4	F4	●
	AFU 021 4F5	AFU 025 4F5	AFU 031 4F5	F5	●
	AFU 021 A41	AFU 025 A41	AFU 031 A41	SX-F3	● ○ ● ● ●
Comprimento				Tamanho ISO	Marcação
19 mm	21 mm	25 mm	19 mm		
Embalagens com 3 unidades					
AFU 319 OSX				SX	
	AFU 021 3S1	AFU 025 3S1	AFU 031 3S1	S1	●
	AFU 021 3S2	AFU 025 3S2	AFU 031 3S2	S2	○
	AFU 021 3F1	AFU 025 3F1	AFU 031 3F1	F1	●
	AFU 021 3F2	AFU 025 3F2	AFU 031 3F2	F2	●
	AFU 021 3F3	AFU 025 3F3	AFU 031 3F3	F3	●
	AFU 021 3F4	AFU 025 3F4	AFU 031 3F4	F4	●
	AFU 021 3F5	AFU 025 3F5	AFU 031 3F5	F5	●
	AFU 021 A31	AFU 025 A31	AFU 031 A31	SX-F3	● ○ ● ● ●

Limas U Blue				
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
Embalagens com 6 unidades				
BFU 019 0SX	BFU 019 0SX	BFU 019 0SX	SX	●
BFU 021 0S1	BFU 025 0S1	BFU 031 0S1	S1	●
BFU 021 0S2	BFU 025 0S2	BFU 031 0S2	S2	○
BFU 021 0F1	BFU 025 0F1	BFU 031 0F1	F1	●
BFU 021 0F2	BFU 025 0F2	BFU 031 0F2	F2	●
BFU 021 0F3	BFU 025 0F3	BFU 031 0F3	F3	●
BFU 021 0F4	BFU 025 0F4	BFU 031 0F4	F4	●
BFU 021 0F5	BFU 025 0F5	BFU 031 0F5	F5	●
BFU 021 A01	BFU 025 A01	BFU 031 A01	SX-F3	● ● ○ ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
Embalagens com 4 unidades				
BFU 019 4SX	BFU 019 4SX	BFU 019 4SX	SX	●
BFU 021 4S1	BFU 025 4S1	BFU 031 4S1	S1	●
BFU 021 4S2	BFU 025 4S2	BFU 031 4S2	S2	○
BFU 021 4F1	BFU 025 4F1	BFU 031 4F1	F1	●
BFU 021 4F2	BFU 025 4F2	BFU 031 4F2	F2	●
BFU 021 4F3	BFU 025 4F3	BFU 031 4F3	F3	●
BFU 021 4F4	BFU 025 4F4	BFU 031 4F4	F4	●
BFU 021 4F5	BFU 025 4F5	BFU 031 4F5	F5	●
BFU 021 A41	BFU 025 A41	BFU 031 A41	SX-F3	● ● ○ ● ● ●
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
Embalagens com 3 unidades				
BFU 019 3SX	BFU 019 3SX	BFU 019 3SX	SX	●
BFU 021 3S1	BFU 025 3S1	BFU 031 3S1	S1	●
BFU 021 3S2	BFU 025 3S2	BFU 031 3S2	S2	○
BFU 021 3F1	BFU 025 3F1	BFU 031 3F1	F1	●
BFU 021 3F2	BFU 025 3F2	BFU 031 3F2	F2	●
BFU 021 3F3	BFU 025 3F3	BFU 031 3F3	F3	●
BFU 021 3F4	BFU 025 3F4	BFU 031 3F4	F4	●
BFU 021 3F5	BFU 025 3F5	BFU 031 3F5	F5	●
BFU 021 A31	BFU 025 A31	BFU 031 A31	SX-F3	● ● ○ ● ● ●

Limas A				
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 29 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>				
SFA 021 025	SFA 025 025	SFA 029 025	25	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 29 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>				
SFA 021 425	SFA 025 425	SFA 029 425	25	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 29 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>				
SFA 021 325	SFA 025 325	SFA 029 325	25	-

Limas T				
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>				
SFT 021 017	SFT 025 017	SFT 031 017	17	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>				
SFT 021 417	SFT 025 417	SFT 031 417	17	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>				
SFT 021 317	SFT 025 317	SFT 031 317	17	-

Limas T+				
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>				
AFT 021 017	AFT 025 017	AFT 031 017	17	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>				
AFT 021 417	AFT 025 417	AFT 031 417	17	-
Comprimento 21 mm	Comprimento 25 mm	Comprimento 31 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>				
AFT 021 317	AFT 025 317	AFT 031 317	17	-

Limas O				
Comprimento 16 mm	Comprimento 18 mm	Comprimento 22 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 6 unidades</i>				
SFO 016 D1			D1	-
	SFO 018 D2		D2	-
		SFO 022 D3	D3	-
SFO A01	SFO A01	SFO A01	D1-D3	-
Comprimento 16 mm	Comprimento 18 mm	Comprimento 22 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 4 unidades</i>				
SFO 016 4D1			D1	-
	SFO 018 4D2		D2	-
		SFO 022 4D3	D3	-
SFO A41	SFO A41	SFO A41	D1-D3	-
Comprimento 16 mm	Comprimento 18 mm	Comprimento 22 mm	Tamanho ISO	Marcação
<i>Embalagens com 3 unidades</i>				
SFO 016 3D1			D1	-
	SFO 018 3D2		D2	-
		SFO 022 3D3	D3	-
SFO A01	SFO A01	SFO A01	D1-D3	-

7. Validade

5 anos

8. Produto estéril?

Não.

De acordo com as boas práticas de higiene e segurança sanitária, recomenda-se a limpeza, desinfecção e esterilização após cada utilização, a fim de evitar contaminação.

Após o uso, lavar com água corrente e retirar detritos remanescentes com escova macia. Submergir em solução com enzima proteolítica para desinfecção. Finalizar com esterilização a 134°C por 18 minutos.

Para sua segurança pessoal, recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individual, como luvas, óculos e máscaras de proteção, durante a realização destes procedimentos.

9. Condições de armazenamento

Armazenar em temperatura ambiente, protegido de luz solar direta e alta umidade.

10. Condições de transporte

Transportar em temperatura ambiente, protegido de luz solar direta e alta umidade. Evitar empilhamento, a fim de evitar danos aos materiais de acondicionamento.

11. Advertências

Produto de uso exclusivo por profissional dentista.

Produto não estéril. Realize a desinfecção e esterilização a cada utilização.

Utilize este produto apenas para serviços e procedimentos odontológicos, de acordo com a sua indicação de uso.

12. Precauções

- Para conexão com motor rotatório, utilizar equipamento com controle de torque, e com velocidade de rotação restrita entre 150-600 rpm.
- Seguindo as boas práticas de esterilização e higienização, recomenda-se que estes produtos sejam utilizados em até 10 tratamentos de canal. O número de usos depende da condição do canal em tratamento e da prática de uso do dentista. O profissional deve realizar inspeção do instrumento antes de iniciar cada utilização.
- Em caso de qualquer sinal de deformação, entortamento ou perda da função normal, o instrumento não deve ser mais utilizado em nenhum procedimento, devendo ser descartado imediatamente.



- Este produto deve ser descartado como resíduo médico.
- Cheque a validade do produto antes da sua utilização.

13. Contraindicações

Contraindicado para pacientes com histórico de alergia ao níquel.

12. Efeitos adversos

Não se aplica.

FABRICADO POR

Shenzhen Superline Technology Co., Ltd.

Chongwen Gardon, prédio 4, escritório 1206, Fuguang Community, No. 1 Tangling Road, Taoyuan Street, Nanshan District, 518055 – Shenzhen

China

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A. (CNPJ 13.612.214/0001-60)

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekes (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801630062

Central de atendimento ao consumidor: 0800 702 0227 – sac@allprimedental.com