

INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Microaplicador
Nome Técnico	Aplicadores
Enquadramento regulatório	Dispositivo Médico – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	Microaplicador Extra Fino Microaplicador Fino Microaplicador Regular
Acessórios	Não se aplica
Apresentações comerciais	Embalagem com 100 unidades

2. Indicação de uso

É indicado para transferência e aplicação de soluções ou produtos de uso odontológico em gengiva, dentes ou preparos cavitários.

3. Princípio de funcionamento

Transferir soluções para cavidade oral.

4. Modo de uso

Retire uma haste da embalagem e dobre a ponta aplicadora no ângulo mais adequado para chegar à área que deve ser tratada.

Carregue a ponta aplicadora com o produto a ser aplicado

Leve o produto para a área a ser tratada e aplique fazendo leve fricção.

Não utilizar a mesma haste para aplicação de produtos distintos.

Descarte a haste após usar.

5. Público destinado a utilizar o material

Profissionais da saúde

6. Composição:

Haste de polipropileno.

Cerdas em fibras.

7. Validade

2 anos

8. Condições de armazenamento e transporte

Manter o produto em sua embalagem original sempre fechada em temperatura ambiente, local fresco e seco. Proteger contra a luz solar.

Transportar em temperatura ambiente, em local fresco e seco. Proteger contra a luz solar.

9. Condições de manipulação

A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas especializadas.

10. Advertências

Para Uso Profissional

O fabricante recomenda uso único.

11. Precauções

Não se aplica.

12. Contraindicações

Não se aplica.

13. Efeitos adversos

Não se aplica.



FABRICANTE LEGAL

Lakong Medical Devices Co., LTD

Jingci Road, 13, Shilong, Dongguan, Guangdong, 523326

CHINA

☎ + 86-769-81397122

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A.

CNPJ 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04.

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekes (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801630012

Central de atendimento ao consumidor: 0800 701 6870 ✉ sac@dentalspeed.com